

FurCarer CO Quick Start Guide



Start your Sensor

Instruction for Use [IE](#) English

- 1. Install the APP & Log In**
Scansion il codice QR per scaricare l'app FurCarer e registra un account.
- 2. Prepare the Application Site**
2.1 Shave the application site on your pet to remove fur. The cleaner the area, the better the sensor adhesion.
2.2 Clean the shaved skin using an alcohol pad to remove any dirt and oil. Allow the area to air dry completely.
We recommend placing the sensor on the upper back or side of the neck/shoulder blade area for dogs and cats, where it's harder for them to reach.
3. Apply the Sensor
3.1 Slide the orange button to the topmost position.
***Push upward until it can't go any further. You will see a silver seal pop out.**
3.2 Tear off the sealing ring and open the top cap to reveal the applicator button.
3.3 Firmly press the button until you hear a "click" sound.
3.4 Unscrew and remove the bottom cap.
***Do not press the applicator before placing it on your pet.**
3.5 Align the applicator vertically to the application site. Press the applicator firmly down **until you hear a "click."**
3.6 Gently lift the applicator straight off your pet's skin.
***Please do not discard the applicator now!**
3.7 Confirm that the sensor is attached and gently press around the adhesive area for about 10 seconds.
4. Pair the Sensor with the App
4.1 Use the APP to scan the QR code on the back of the applicator to connect the sensor.
4.2 If scanning fails, you may also enter the pairing code manually.
5. Apply the Overpatch
To ensure secure placement, apply the included overpatch on top of the sensor.
You'll find it in the envelope inside the product box.
We recommend extra protection for active pets — such as a snug-fitting pet shirt or a soft bandage wrap if needed.

Important:
Please review the complete instructions that come with your CGM device. These contain essential safety, usage, and care guidelines.
Visit [https://www.furcarer.com/downloads] or scan the QR code on the Quick Guide for the latest manuals.
You can also contact your local distributor for product support.

Avvia il tuo sensore

Istruzioni per l'uso [IT](#) Italiano

- 1. Installa l'APP e accedi**
Scansiona il codice QR per scaricare l'app FurCarer e registra un account.
- 2. Prepara l'area di applicazione**
2.1 Rasai il pelo del tuo animale nella zona di applicazione. Più la pelle è pulita, migliore sarà l'adesione del sensore.
2.2 Pulisci la pelle rasata con una salvietta imbevuta di alcol per rimuovere sporco e sebo. Lascia asciugare completamente all'aria.
Si consiglia di applicare il sensore sul dorso o sul lato del collo/zona scapolare di cani e gatti, dove è più difficile che possano raggiungerlo.
3. Applica il sensore
3.1 Fai scorrere il pulsante arancione fino alla posizione più alta.
***Spingi verso l'alto finché non si blocca. Vedrai comparire un sigillo argentato.**
3.2 Rimuovi l'anello di sigillo e apri il tappo superiore per accedere al pulsante dell'applicatore.
3.3 Premi con decisione il pulsante finché non senti un "click".
3.4 Svitare e rimuovere il cappuccio inferiore.
***Non premere l'applicatore prima di averlo posizionato sul tuo animale.**
3.5 Allinea l'applicatore in verticale rispetto alla zona di applicazione.***Premi con decisione verso il basso finché non senti un "click".**
3.6 Solleva delicatamente l'applicatore dalla pelle del tuo animale.
***Non gettare l'applicatore in questo momento!**
3.7 Verifica che il sensore sia ben applicato e premi delicatamente attorno all'adesivo per circa 10 secondi.
4. Associa il sensore all'app
4.1 Usa l'app per scansionare il QR code presente sull'applicatore e collegare il sensore.
4.2 Se la scansione non riesce, puoi inserire manualmente il codice di abbinamento.
5. Usa l'Overpatch (cerotto protettivo)
Per garantire un fissaggio sicuro, applica il cerotto protettivo incluso sopra il sensore.
Lo troverai nella busta all'interno della confezione del prodotto.
Per animali molto attivi, si consiglia un'ulteriore protezione, come una maglietta aderente per animali o una fasciatura morbida.
Importante:
Consulta le istruzioni complete fornite con il tuo dispositivo CGM: contengono informazioni essenziali per sicurezza, uso e manutenzione.
Visita [https://www.furcarer.com/downloads] o scansiona il QR code nella Guida Rapida per scaricare i manuali più aggiornati.
Per assistenza sul prodotto, contatta il distributore locale.

Démarrez votre capteur

Instructions d'utilisation [FR](#) Français

- 1. Installer l'application et se connecter**
Scannez le code QR pour télécharger l'application FurCarer et créer un compte.
- 2. Préparer la zone d'application**
2.1 Rasez les poils de votre animal à l'endroit choisi pour l'application. Plus la peau est propre, meilleure sera l'adhérence du capteur.
2.2 Nettoyez la peau rasée avec une compresse imbibée d'alcool pour éliminer saletés et sébum. Laissez sécher complètement à l'air libre.
Nous recommandons de placer le capteur sur l'arrière ou le côté du cou / la zone des omoplates chez le chien ou le chat, où il est plus difficile pour eux d'y accéder.
3. Appliquer le capteur
3.1 Faites glisser le bouton orange jusqu'à la position la plus haute.
***Poussez vers le haut jusqu'à ce qu'il s'arrête. Un sceau argenté apparaîtra.**
3.2 Retirez l'anneau de scellage et ouvrez le capuchon supérieur pour accéder au bouton de l'applicateur.
3.3 Appuyez fermement sur le bouton jusqu'à entendre un « clic ».
3.4 Dévissez et retirez le capuchon inférieur.
***N'appuyez pas sur l'applicateur avant de l'avoir placé sur votre animal.**
3.5 Alignez l'applicateur verticalement sur la zone d'application. **Appuyez fermement vers le bas jusqu'à entendre un « clic ».**
3.6 Retirez délicatement l'applicateur de la peau de votre animal.
***Ne pas jeter l'applicateur pour le moment!**
3.7 Vérifiez que le capteur est bien fixé et appuyez doucement autour de l'adhésif pendant environ 10 secondes.
4. Associez le capteur avec l'application
4.1 Utilisez l'application pour scanner le code QR situé sur l'applicateur afin de connecter le capteur.
4.2 Si le scan échoue, vous pouvez également saisir le code d'appariement manuellement.
5. Appliquer le patch de protection
Pour garantir une fixation sûre, appliquez le patch de protection fourni sur le capteur.
Vous le trouverez dans l'enveloppe à l'intérieur de la boîte du produit.
Pour les animaux très actifs, nous recommandons une protection supplémentaire, comme un t-shirt ajusté pour animaux ou un bandage souple.
Important :
Veuillez consulter les instructions complètes fournies avec votre dispositif CGM : elles contiennent des informations essentielles de sécurité, d'utilisation et d'entretien.
Visitez [https://www.furcarer.com/downloads] ou scannez le code QR du Quick Guide pour obtenir les manuels les plus récents.
Pour toute assistance produit, contactez votre distributeur local.

Inicie su sensor

Instrucciones de uso [ES](#) Español

- 1. Instale la aplicación e inicie sesión**
Escanee el código QR para descargar la aplicación FurCarer y crear una cuenta.
- 2. Prepare la zona de aplicación**
2.1 Rasure el pelo de su mascota en la zona de aplicación. Cuanto más limpia esté la piel, mejor será la adhesión del sensor.
2.2 Limpie la piel rasurada con una toallita con alcohol para eliminar suciedad y grasa. Deje secar completamente al aire.
Se recomienda colocar el sensor en la parte posterior o lateral del cuello / zona de los omóplatos en perros y gatos, donde es más difícil que lo alcancen.
3. Colocar el sensor
3.1 Deslice el botón naranja hasta la posición más alta.
***Empuje hacia arriba hasta que se detenga. Aparecerá un sello plateado.**
3.2 Retire el anillo de sellado y abra la tapa superior para acceder al botón del aplicador.
3.3 Presione firmemente el botón hasta escuchar un "clic".
3.4 Desenrosque y retire la tapa inferior.
***No presione el aplicador antes de colocarlo en su mascota.**
3.5 Alinee el aplicador verticalmente con la zona de aplicación. **Presione firmemente hacia abajo hasta escuchar un "clic".**
3.6 Retire suavemente el aplicador de la piel de su mascota.
¡Por favor, no deseché ahora el aplicador!
3.7 Verifique que el sensor esté adherido y presione suavemente alrededor del adhesivo durante unos 10 segundos.
4. Vincular el sensor con la aplicación
4.1 Utilice la aplicación para escanear el código QR que se encuentra en el aplicador y conectar el sensor.
4.2 Si la lectura falla, también puede introducir el código de vinculación manualmente.
5. Colocar el parche protector
Para garantizar una fijación segura, aplique el parche protector incluido sobre el sensor.
Lo encontrará en el sobre dentro de la caja del producto.
Para mascotas muy activas, se recomienda protección adicional, como una camiseta ajustada para mascotas o un vendaje suave.
Importante:
Revise las instrucciones completas que vienen con su dispositivo CGM: contienen información esencial de seguridad, uso y mantenimiento.
Visite [https://www.furcarer.com/downloads] o escanee el código QR de la Guía Rápida para obtener los manuales más recientes.
Para asistencia con el producto, contacte a su distribuidor local.

FurCarer CO Quick Start Guide



Inicie o seu sensor

Instruções de utilização [PT](#) Português

- 1. Instalar a aplicação e iniciar sessão**
Digitalize o código QR para descarregar a aplicação FurCarer e criar uma conta.
- 2. Preparar a zona de aplicação**
2.1 Rape o pelo do seu animal na zona de aplicação. Quanto mais limpa estiver a pele, melhor será a adesão do sensor.
2.2 Limpe a pele raspada com uma compressa embebida em álcool para remover sujidade e oleosidade. Deixe secar completamente ao ar.
Recomenda-se aplicar o sensor na parte posterior ou lateral do pescoço / zona das omoplatas de cães e gatos, onde é mais difícil para eles alcançarem.
3. Aplicar o sensor
3.1 Deslize o botão laranja até à posição mais alta.
***Empurre para cima até parar. Aparecerá um selo prateado.**
3.2 Retire o anel de vedação e abra a tampa superior para aceder ao botão do aplicador.
3.3 Pressione firmemente o botão até ouvir um "clique".
3.4 Desaperte e retire a tampa inferior.
***Não pressione o aplicador antes de o colocar no seu animal.**
3.5 Alinhe o aplicador verticalmente com a zona de aplicação. **Com a tampa superior fechada, pressione firmemente para baixo até ouvir um "clique".**
3.6 Retire cuidadosamente o aplicador da pele do seu animal.
***No deseches el aplicador todavía.**
3.7 Confirme que o sensor está fixado e pressione suavemente em volta do adesivo durante cerca de 10 segundos.
4. Emparelhar o sensor com a aplicação
4.1 Utilize a aplicação para digitalizar o código QR presente no aplicador e ligar o sensor.
4.2 Se a digitalização falhar, também pode introduzir o código de emparelhamento manualmente.
5. Aplicar o adesivo protetor
Para garantir uma fixação segura, aplique o adesivo protetor incluído sobre o sensor.
Encontrá-lo-á no envelope dentro da embalagem do produto.
Para animais muito ativos, recomenda-se proteção adicional, como uma camiseta ajustada para animais ou uma ligadura suave.
Importante:
Consulte as instruções completas fornecidas com o seu dispositivo CGM: contém informações essenciais de segurança, utilização e manutenção.
Visite [https://www.furcarer.com/downloads] ou digitalize o código QR do Guia Rápido para obter os manuais mais recentes.
Para assistência relativa ao produto, contacte o seu distribuidor local.

Spustte svůj senzor

Návod k použití [CS](#) Čeština

- 1. Nainstalujte aplikaci a přihlaste se**
Naskenujte QR kód a stáhněte aplikaci FurCarer. Zaregistrujte si účet v aplikaci.
- 2. Připravte místo aplikace**
2.1 Oholte místo aplikace na vašem domácím mazlíčkovi, abyste odstranili srst. Čím čistší je oblast, tím lépe se senzor přilepí.
2.2 Vycištěte oholenou pokožku alkoholovým tamponem, abyste odstranili nečistoty a mastnotu. Nechte úplně zaschnout.
Doporučujeme umístit senzor na horní část zad nebo na bok krku/oblast lopatky u psů a koček, kde se k němu zvíře těžko dostane.
3. Aplikujte senzor
3.1 Posuňte oranžové tlačítko do nejvyšší polohy.
***Polybujte nahoru, až na zcela nadoraz — objeví se stříbrné těsnění.**
3.2 Odstraňte těsnící kroužek a otevřete horní kryt, objeví se tlačítko aplikátoru.
3.3 Pevně stiskněte tlačítko, dokud neuslyšíte „cvaknutí“.
3.4 Odšroubujte a odstraňte spodní víčko.
***Netlačte na aplikátor, dokud není lehce přiložen na zvíře.**
3.5 Zarovnejte aplikátor svise na místo aplikace. **Pevně zatlačte, dokud neuslyšíte „cvaknutí“.**
3.6 Jemně zvedněte aplikátor přímo vzhůru z kůže vašeho mazlíčka.
***Zatím nevyhazujte aplikátor!**
3.7 Ověřte, že je senzor správně připevněn, a jemně zatlačte okolo lepicí zóny asi na 10 sekund.
4. Spárujte senzor s aplikací
4.1 Pomocí aplikace naskenujte QR kód na zadní straně aplikátoru pro připojení senzoru.
4.2 Pokud skenování selže, můžete také ručně zadat párovací kód.
5. Přiložte fixační náplast (overpatch)
Pro dobrou fixaci senzoru ho překryjte přiloženou náplastí. Najděte ji obalce uvnitř krabice.
Doporučujeme extra ochranu pro aktivní mazlíčky — například košíku nebo měkký obvaz, pokud je třeba.
Důležité:
Přečtěte si kompletní návod k použití dodaný s vaším CGM zařízením. Obsahuje důležité informace o bezpečnosti, použití a péči.
Navštivte [https://www.furcarer.com/downloads] nebo naskenujte QR kód v rychlém průvodci pro nejnovější manuály.
Můžete také kontaktovat lokálního distributora pro produktovou podporu.

Pradėkite naudoti jutiklį

Naudojimo instrukcijos [LT](#) Lietuvių

- 1. Įdiekite programėlę ir prisijunkite**
Nuskenуйте QR kodą, kad atsisiųstumėte FurCarer programėlę ir užregistruotumėte paskyrą.
- 2. Paruoškite aplikavimo vietą**
2.1 Nukirpkite kailį nuo numatytos aplikavimo vietos. Kuo švaresnė sritis, tuo geresnis sensoriaus sukibimas.
2.2 Nuvalykite nuskustą odą alkoholiniu tamponu, kad pašalintumėte nešvarumus ir riebalus. Leiskite jai visiškai nudžiūti.
Rekomenduojame jutiklį klijuoti ant karko arba menčių srities, kur gyvūnui sunku pasiekti.
3. Užklijuokite jutiklį
3.1 Nustumkite oranžinį mygtuką į viršutinę padėtį.
***Stumkite aukštyn, kol jis sustos. Pasirodys sidabrinis sandariklis.**
3.2 Nuplėškite sandarinimo žiedą ir atidarykite viršutinį dangtelį.
3.3 Tvirtai paspauskite mygtuką, kol išgirsite „click“.
3.4 Atsukite ir nuimkite apatinį dangtelį.
***Nenaudokite aplikatoriaus prieš jį uždedami ant gyvūno.**
3.5 Laikykite aplikatorių statmenai ir tvirtai spauskite žemyn, kol išgirsite „click“.
3.6 Švelniai pakelkite jį tiesiai į viršų.
***Prašome šiuo metu neišmesti aplikatoriaus!**
3.7 Patikrinkite, ar sensoris prilipo, ir prispauskite aplink lipnią dalį ~10 sekundžių.
4. Suporuokite jutiklį su programėle
4.1 Programėleje nuskenуйте QR kodą ant aplikatoriaus.
4.2 Jei nepavyksta, įveskite poravimo kodą rankiniu būdu.
5. Užklijuokite apsauginį pleistrą
Norėdami užtikrinti tvirtą priklijavimą, užklijuokite komplektę esantį apsauginį pleistrą ant jutiklio. Jį rasite voke, esančiame produkto dėžutėje. Aktyviems gyvūnams rekomenduojame papildomą apsaugą — prigulusius marškinėlius arba minkštą tvarstį, jei reikia.
Svarbu:
Perskaitykite visas su jūsų CGM įrenginiu pateiktas instrukcijas. Jos pateikiama svarbi informacija apie saugą, naudojimą ir priežiūrą.
Apsilankykite <https://www.furcarer.com/downloads> arba nuskenуйте QR kodą iš Quick Guide, kad gautumėte naujausius vadovus.
Taip pat galite susisiekti su savo vietiniu platintoju dėl techninės pagalbos.

Sāciet izmantot sensoru

Lietošanas instrukcija [LV](#) Latviešu

- 1. Instalējiet lietotni un pieslēdzieties**
Skenējiet QR kodu, lai lejupielādētu FurCarer lietotni un reģistrētu kontu.
- 2. Sagatavojiet aplikācijas zonu**
2.1 Noguliet apmatojumu no izvēlētās vietas. Jo tīrāka zona, jo labāk noturēsies sensors.
2.2 Notīriet noskūto ādu ar spirta salveti, lai noņemtu netīrumus un taukus. Ļaujiet zonai pilnībā nožūt.
Mēs iesakām sensoru novietot uz kaula vai lāpstiņu zonas (suniem un kaķiem), kur to ir grūtāk aizsniegt.
3. Uzklājiet sensoru
3.1 Pabīdiet oranžo pogu līdz augšējai pozīcijai.
***Spiediet uz augšu, līdz tā apstājas. Redzēsiet izelcamu sudraba zīmogu.**
3.2 Noplēšiet blīvgredzenu un atveriet augšējo vāciņu, lai redzētu aplikatora pogu.
3.3 Stingri nospiediet pogu, līdz dzirdat klikšķi („click“).
3.4 Atskrūvējiet un noņemiet apakšējo vāciņu.
***Nenospieties aplikatoru pirms tas ir novietots uz dzīvnieka.**
3.5 Novietojiet aplikatoru vertikāli virs izvēlētas vietas.
***Ar aizvērtu augšējo vāciņu stingri piespiediet aplikatoru līdz dzirdat „click“.**
3.6 Viegli paceliet aplikatoru taisni uz augšu.
***Lūdzu, neizmetiet aplikatoru šajā brīdī!**
3.7 Pārlicinieties, ka sensors ir pielipis, un maigi piespiediet līmējošo malu apmēram 10 sekundēs.
4. Savienojiet sensoru ar lietotni
4.1 Lietotnē skenējiet QR kodu uz aplikatora, lai pievienotu sensoru.
4.2 Ja skenēšana neizdodas, varat manuāli ievadīt pāri savienošanas kodu.
5.5. Uzklājiet aizsargplāksteri
Norēdami uzturēt tvirtu priklijāvām, uzklājokite komplektē esantį apsauginį pleistrą ant jutiklio. Jį rasite voke, esančiame produkto dėžutėje. Aktyviems gyvūnams rekomenduojame papildomą apsaugą — prigulusius marškinėlius arba minkštą tvarstį, jei reikia.
Svarbu:
Perskaitykite visas su jūsų CGM įrenginiu pateiktas instrukcijas. Jos pateikiama svarbi informacija apie saugą, naudojimą ir priežiūrą.
Apsilankykite <https://www.furcarer.com/downloads> arba nuskenуйте QR kodą iš Quick Guide, kad gautumėte naujausius vadovus.
Taip pat galite susisiekti su savo vietiniu platintoju dėl techninės pagalbos.

FurCarer CO Quick Start Guide



Alustage sensori kasutamist

Kasutusjuhend [EE](#) Eesti

- 1. Installige rakendus ja logige sisse**
Skaneerige QR-kood, et alla laadida FurCarer rakendus ja registreerida konto.
- 2. Valmistage ette paigalduskoht**
2.1 Trimmiage või ajage karvad maha valitud paigalduskohest. Mida puhtam piirkond, seda paremini sensor kinnitub.
2.2 Puhastage raseeritud nahk alkoholipadjakuga, et eemaldada mustus ja rasu. Laske nahal täielikult kuivada.
Soovitame sensori asetada kaela või abalalude piirkonda (koertel ja kassidel), kuhu loom ise raskemini ligi pääseb.
3. Paigaldage sensor
3.1 Libistage oranž nupp kõige ülemisse asendisse.
***Lükake üles, kuni see peatub. Näete valja hüpavat hõbedast tihendit.**
3.2 Eemaldage tihendusrõngas ja avage ülemine kate, et näha aplikaatorit nuppu.
3.3 Vajutage nuppu tugevalt, kuni kuulete „klõpsu“.
3.4 Keerake alumine kate lahti ja eemaldage see.
***Ärge vajutage aplikaatorit enne, kui see on looma keha vastu.**
3.5 Hoidke aplikaatorit paigalduskohale risti. Suletud ülemise kattega vajutage aplikaator kindlalt alla, kuni kuulete „klõpsu“.
3.6 Tõstke aplikaator õrnalt otse üles.
***Palun ärge visake aplikaatorit praegu ära!**
3.7 Kontrollige, et sensor oleks kinnitunud, ja vajutage liimiosa ümbrust õrnalt umbes 10 sekundit.
4. Ühendage sensor rakendusega
4.1 Kasutage rakendust, et skaneerida aplikaatoril olev QR-kood ja ühendada sensor.
4.2 Kui skaneerimine ebaõnnestub, saate paarimiskoodi sisestada käsitsi.
5. Paigaldage kaitseplaaster
Sensori kindla kinnituse tagamiseks paigaldage sensorile kompleksis olev kaitseplaaster. Leiate selle tootekirbi sees olevast ümbriskust. Aktivisetele loomadele soovitame täiendavat kaitset — tihedalt istuvat loomarõivast või pehmest sidet, kui vaja.
Tähtis:
Lugege läbi kõik teie CGM-seadmele kaasas olevad juhised. Need sisaldavad olulisi ohutus-, kasutus- ja hooldusjuhiseid.
Külastage <https://www.furcarer.com/downloads> või skaneerige Quick Guide'i QR-koodi, et saada uusimad juhendid.
Toetuse saamiseks võite ühendust võtta ka oma kohaliku edasimüüjaga

Activarea senzorului

Instrucțiuni de utilizare [RO](#) Română

- 1. Instalați aplicația și conectați-vă**
Scaanați codul QR pentru a descărca aplicația FurCarer și creați un cont de utilizator.
- 2. Pregătiți zona de aplicare**
2.1 Radeți blana animalului dvs. de companie în zona de aplicare a senzorului. Cu cât zona este mai curată, cu atât aderența senzorului va fi mai bună.
2.2 Curățați pielea rasă cu un șervețel cu alcool pentru a îndepărta murdăria și sebumul. Lăsați zona expusă la aer astfel încât să se usuce complet.
Pentru câini și pisici recomandăm plasarea senzorului pe spate sau pe partea laterală a gâtului/zona omoplaților, unde le este mai greu să ajungă.
3. Aplicați senzorul
3.1 Glisați butonul portocaliu în poziția cea mai de sus.
***Împingeți în sus până ce se oprește. Veți vedea ieșind un sigiliu argintiu.**
3.2 Rupeți inelul de sigilare și deschideți capacul superior pentru a expune butonul aplicatorului.
3.3 Apăsati ferm butonul până când auziți un „clic“.
3.4 Desurubați și îndepărtați capacul inferior.
***Nu apăsați pe aplicator înainte de a-l poziționa pe animalul dvs.**
3.5 Poziționați aplicatorul vertical pe locul de aplicare. **Având capacul superior închis, apăsați ferm pe butonul aplicatorului în jos până când auziți un „clic“.**
3.6 Păstrând aplicatorul în poziție verticală ridicați-l ușor de pe pielea animalului.
***Vă rugăm să nu aruncați încă aplicatorul.**
3.7 Verificați dacă senzorul este atașat, apoi presati ușor timp de aproximativ 10 secunde de jur împrejurul adezivului.
4. Asociați senzorul cu aplicația
4.1 Utilizați aplicația pentru a scana codul QR situat pe aplicator pentru a conecta senzorul.
4.2 Dacă scanarea eșuează, puteți introduce manual codul de asociere.
5. Aplicați pasturele de protecție
Pentru a asigura o fixare sigură, aplicați pasturele de protecție peste senzor. Veți găsi pasturele de protecție într-un plic din interiorul cutiei produsului. Recomandăm o protecție suplimentară pentru animalele active — cum ar fi hăinuță mulată pentru animale sau un bandaj moale, dacă este necesar.
Important: Vă rugăm să consultați instrucțiunile complete care însoțesc dispozitivul dvs. CGM. Acestea conțin ghiduri esențiale de siguranță, utilizare și îngrijire.
Vizitați [https://www.furcarer.com/downloads] sau scanați codul QR de pe Ghidul Rapid pentru cele mai recente manuale. De asemenea, puteți contacta distribuitorul local pentru asistență tehnică.

Ξεκινήστε τον αισθητήρα σας

Οδηγίες Χρήσης [EL](#) Ελληνικά

- 1. Εγκαταστήστε την εφαρμογή και συνδεθείτε**
Σκάνετε τον κωδικό QR για να κατεβάσετε την εφαρμογή FurCarer και να εγγραφείτε σε έναν λογαριασμό.
- 2. Προετοιμάστε την περιοχή τοποθέτησης**
2.1 Ξυρίστε το τρίχωμα στην περιοχή όπου θα τοποθετήσετε τον αισθητήρα στο κατοικίδιο σας. Όσο πιο καθαρή είναι η περιοχή, τόσο καλύτερη θα είναι η πρόσφυση του αισθητήρα.
2.2 Καθαρίστε το ξυρισμένο δέρμα με ένα μαντηλάκι αποστειρωμένο για να αφαιρέσετε τυχόν ροσούς ή λιπαρότητα. Αφήστε την περιοχή να στεγνώσει εντελώς με τον αέρα. Συνιστούμε την τοποθέτηση του αισθητήρα στο πίσω μέρος ή στο πλάι του λαιμού/στην περιοχή της ωμοπλάτης να ακούλουε και γάτες, όπου είναι πιο δύσκολο να τον φτάσουν.
3. Τοποθετήστε τον αισθητήρα
3.1 Σύρετε το πορτοκαλί κουμπί στην ανώτερη θέση.
***Σπρώξτε προς τα πάνω μέχρι να σταματήσει. Θα δείτε μια σημειώμενη σφραγίδα να εμφανίζεται.**
3.2 Αφαιρέστε τον δακτύλιο σφράγισης και ανοίξτε το επάνω καπάκι για να αποκαλυφθεί το κουμπί του σπλικάτερ (εφαρμογής).
3.3 Πίεστε σταθερά το κουμπί μέχρι να ακούσετε ένα «κλικ».
3.4 Ξεβιδώστε το αφαιρέστε το κάτω καπάκι.
***Μην πιέσετε το αφαιρέστε τον τοποθετήσετε στο κατοικίδιο σας.**
3.5 Ευθυγραμμίστε το σπλικάτερ καθετα με το σημείο τοποθέτησης.
***Με το επάνω καπάκι κλειστό, πιέστε το σπλικάτερ σταθερά προς τα κάτω μέχρι να ακούσετε ένα «κλικ».**
3.6 Σηκώστε απαλά το σπλικάτερ απευθείας από το δέρμα του κατοικίδιού σας.
***Παρακολουθείτε μην απορήσετε το σπλικάτερ ακόμα.**
3.7 Εμφανίζεται ότι ο αισθητήρας έχει προσκολληθεί και, στη συνέχεια, πιέστε απαλά γύρω από το αυτοκόλλητο για περίπου 10 δευτερόλεπτα.
4. Σύνδεση του αισθητήρα με την εφαρμογή
4.1 Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή για να σαρώσετε τον κωδικό QR που βρίσκεται στο σπλικάτερ για να συνδέσετε τον αισθητήρα.
4.2 Εάν η σάρωση αποτύχει, μπορείτε επίσης να εισαγάγετε τον κωδικό σύνδεσης χειροκίνητα.
5. Τοποθετήστε το επίθεμα κάλυψης
Για να διασφαλίσετε την ασφαλή τοποθέτηση, εφαρμόστε το παρεχόμενο επίθεμα κάλυψης πάνω από τον αισθητήρα. Θα το βρείτε στον φάκλο μέσα στο κουτί του προϊόντος. Συνιστούμε επιπλέον προστασία για δραστήρια κατοικίδια — όπως ένα εφαρμοστό μπλουζάκι για κατοικίδια ή έναν μαλακό επίδεσμο, εάν χρειαστεί.
Σημαντικό: Παρακολουθείτε διαβάστε τις πλήρεις οδηγίες που συνοδεύουν τη συσκευή CGM σας. Αυτές περιέχουν βασικές οδηγίες ασφαλείας, χρήσης και φροντίδας. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση [https://www.furcarer.com/downloads] ή σαρώστε τον κωδικό QR στον οδηγό Γρήγορης Εκκίνησης για να τοποθετήσετε εγκαρδία. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τον τοπικό διανομέα για υποστήριξη προϊόντος.

Starten Sie Ihren Sensor

Gebruiksaanweisung [DE](#) Deutsch

- 1. App installieren & Anmelden**
Scannen Sie den QR-Code, um die FurCarer App herunterzuladen, und registrieren Sie ein Konto.
- 2. Vorbereitung der Applikationsstelle**
2.1 Rasieren Sie das Fell an der Applikationsstelle Ihres Haustieres. Je sauberer der Bereich, desto besser ist die Haftung des Sensors.
2.2 Reinigen Sie die rasierte Haut mit einem Alkohol-tupfer, um Schmutz und Öl zu entfernen. Lassen Sie den Bereich vollständig an der Luft trocknen. Wir empfehlen, den Sensor bei Hunden und Katzen im Nacken- oder Schulterblattbereich zu platzieren, da diese Stellen für sie schwerer zu erreichen sind.
3. Anbringen des Sensors
3.1 Schieben Sie den orangen Knopf in die oberste Position.
***Drücken Sie ihn nach oben, bis er stoppt. Sie werden sehen, wie ein silbernes Siegel herauspringt.**
3.2 Reiben Sie den Versiegelungsring ab und öffnen Sie die obere Kappe, um den Applikatorknopf freizulegen.
3.3 Drücken Sie den Knopf fest, bis Sie ein „Klicken“ hören.
3.4 Schrauben Sie die untere Kappe ab und entfernen Sie sie.
***Drücken Sie den Applikator nicht, bevor Sie ihn auf Ihr Haustier aufgesetzt haben.**
3.5 Richten Sie den Applikator senkrecht zur Applikations-stelle aus.
***Drücken Sie den Applikator bei geschlossener oberer Kappe fest nach unten, bis Sie ein „Klicken“ hören.**
3.6 Heben Sie den Applikator vorsichtig gerade von der Haut Ihres Haustieres ab.
***Bitte entsorgen Sie den Applikator jetzt noch nicht.**
3.7 Vergewissern Sie sich, dass der Sensor angebracht ist, und drücken Sie dann das Klebefpaster vorsichtig etwa 10 Sekunden lang an.
4. Koppeln des Sensors mit der App
4.1 Verwenden Sie die App, um den QR-Code auf dem Applikator zu scannen und den Sensor zu verbinden.
4.2 Sollte das Scannen fehlschlagen, können Sie den Kopplungscode auch manuell eingeben.
5. Anbringen des Fixierpflasters (Overpatch)
Um einen sicheren Halt zu gewährleisten, bringen Sie das beiliegende Fixierpflaster über dem Sensor an. Sie finden es im Umschlag in der Produktverpackung. Für aktive Haustiere empfehlen wir zusätzlichen Schutz – wie z. B. ein eng anliegendes T-Shirt für Haustiere oder bei Bedarf einen weichen Verband.
Wichtig: Bitte lesen Sie die vollständige Gebrauchsanweisung, die Ihrem CGM-Gerät beiliegt. Diese enthält wichtige Sicherheits-, Anwendungs- und Pflegehinweise.
Besuchen Sie [https://www.furcarer.com/downloads] oder scannen Sie den QR-Code auf der Kurzanleitung für die neuesten Handbücher. Sie können sich auch an Ihren lokalen Händler wenden, um Produktsupport zu erhalten.

FurCarer CO
Quick Start Guide

1Download FurCarer APP

2.1

2.2

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

4

5

Pokretanje Senzora

Upute za uporabu HR Hrvatski

1. Instalirajte aplikaciju i prijavite se
Skenirajte QR kod za preuzimanje FurCarer aplikacije i registrirajte račun.
2. Pripremite mjesto primjene
2.1 Obrijte krzno s mjesta primjene na vašem ljubimcu. Što je područje čišće, to će senzor bolje prijanjati.
2.2 Očistite obrijanu kožu alkoholnom maramicom kako biste uklonili prijavštinu i masnoću. Ostavite područje da se potpuno osuši na zraku.
3. Postavite senzor
3.1 Pomaknite narančasti gumb u najviši položaj. Gurajte prema gore dok se ne zaustavi.
***Vidjet ćete kako iskače srebrna brtva.**
3.2 Otkinite brtvini prsten i otvorite gornji poklopac kako biste otkrili gumb aplikatora.
3.3 Čvrsto pritisnite gumb dok ne čujete „klik“.
3.4 Odvijte i uklonite donji poklopac.
***Nemojte pritiskati aplikator prije nego što ga postavite na ljubimca.**
3.5 Poravnajte aplikator okomito s mjestom primjene.
***Čvrsto pritisnite prema dolje dok ne čujete „klik“.**
3.6 Nježno podignite aplikator ravno s kože ljubimca. Molimo vas da aplikator još ne bacate.
3.7 Provjerite je li senzor pričvršćen, a zatim nježno pritisnite oko 10 sekundi.
4. Uparite senzor s aplikacijom
4.1 Koristite aplikaciju za skeniranje QR koda koji se nalazi na aplikatoru kako biste povezali senzor.
4.2 Ako skeniranje ne uspije, kod za uparivanje možete unijeti i ručno.
5. Postavite dodatni flaster
Kako biste osigurali sigurno postavljanje, nanesite priloženi dodatni flaster preko senzora. Pronaći ćete ga u oмотnici unutar kutije proizvoda.
Preporučujemo dodatnu zaštitu za aktivne ljubimce — poput pripijene majice za ljubimce ili mekog zavoja ako je potrebno.
Važno: Molimo pregledajte cjelovite upute koje dolaze s vašim CGM uređajem. One sadrže bitne smjernice o sigurnosti, uporabi i njezi.
Posjetite [https://www.furcarer.com/downloads] ili skenirajte QR kod na Kratkom vodiču za najnovije priručnike. Za podršku o proizvodu, možete se obratiti svom lokalnom distributeru, Glosarij Adria d.o.o., Florijana Andrešeca 18A, Zagreb, tel: 01/4823-084.

Preporučujemo dodatnu zaštitu za aktivne ljubimce — poput pripijene majice za ljubimce ili mekog zavoja ako je potrebno.

Važno: Molimo pregledajte cjelovite upute koje dolaze s vašim CGM uređajem. One sadrže bitne smjernice o sigurnosti, uporabi i njezi.

Posjetite [https://www.furcarer.com/downloads] ili skenirajte QR kod na Kratkom vodiču za najnovije priručnike. Za podršku o proizvodu, možete se obratiti svom lokalnom distributeru, Glosarij Adria d.o.o., Florijana Andrešeca 18A, Zagreb, tel: 01/4823-084.

A szenzor használata

Rövid használati útmutató HU Magyar

1. Telepítse az alkalmazást és jelentkezzen be
Olvassa be a QR-kódot a FurCarer alkalmazás letöltéséhez, és regisztráljon egy fiókot.
2. Készítse elő a felhelyezési területet
2.1 Borotválja le a szőrt kedvence felhelyezési területéről. Minél tisztább a terület, annál jobban tapad a szenzor.
2.2 Tisztítsa meg a leborotvált bőrt alkoholos törölkendővel a szennyeződések és a zsír eltávolítása érdekében. Hagyja a területet teljesen megszáradni a levegőn.
2.3 Javasoljuk, hogy kutyák és macskák esetében az érzékelőt a nyak hátuljára vagy oldalára, illetve a lapocka területére helyezze, ahol nehezebben érik el.
3. Helyezze fel az érzékelőt
3.1 Csúsztassa a narancssárga gombot a legfelső helyzetbe. Tolja felfelé, amíg meg nem áll.
***Látni fog egy ezüstszínű záróelemet klugraní.**
3.2 Tépje le a zárógyűrűt, és nyissa ki a felső kupakot, hogy láthatóvá váljon az applikátor gombja.
3.3 Nyomja meg erősen a gombot utközésig, amíg kattánást nem hall.
3.4 Csavarja le és távolítsa el az alsó kupakot.
***Ne nyomja meg az applikátort, mielőtt az állatra helyezné.**
3.5 Igazítsa az applikátort merőlegesen a felhelyezési helyhez.
***Zárt felső kupakkal nyomja az applikátort erősen lefelé, amíg egy „kattanást” nem hall.**
3.6 Óvatosan emelje le egyenesen az applikátort az állat bőréről. Kérjük, egyelőre ne dobja ki az applikátort.
3.7 Győződjön meg arról, hogy az érzékelő rögzült, majd óvatosan nyomkodja körbe a ragasztós részt kb. 10 másodpercig.
4. Párosítsa az érzékelőt az alkalmazással
4.1 Használja az alkalmazást az applikátoron található QR-kód beolvasásához az érzékelő csatlakoztatásához.
4.2 Ha a beolvasás nem sikerül, a párosítási kódot manuálisan is megadhatja.
5. Helyezze fel a rögzítő tapaszt (Overpatch)
A biztonságos rögzítés érdekében helyezze fel a mellékelt rögzítő tapaszt az érzékelő tetejére. Ezt a termékdobozban található borítékban találja. Aktiv házilátatok számára extra védelmet javasolunk – például egy szorosan illeszkedő kisállatruhát vagy szükség esetén puha kötést.
Fontos: Kérjük, olvassa el a CGM készülékhez mellékelt teljes használati útmutatót. Ez alapvető biztonsági, használati és ápolási irányelveket tartalmaz. Látogasson el a [https://www.furcarer.com/downloads] oldalra, vagy olvassa be a Gyors útmutatót (Quick Guide) található QR-kódot a legfrissebb kézikönyvekért.
Terméktámogatásért fordulhat a helyi forgalmazóhoz is.

Uruchomienie sensora

Uruchomienie sensora PL J.polski

1. Zainstaluj aplikację i zaloguj się
Zeskanuj kod QR, aby pobrać aplikację FurCarer i utworzyć konto.
2. Przygotuj miejsce aplikacji sensora
2.1 Ogól sierść zwierzęcia w miejscu aplikacji sensora. Im czystszy obszar, tym lepsza przyczepność sensora.
2.2 Oczyść ogoloną skórę gazikiem nasączonym alkoholem, aby usunąć zanieczyszczenia i tłuszczy. Pozostaw miejsce do całkowitego wyschnięcia. U psów i kotów zalecane jest umieszczenie sensora na grzbiecie, w okolicy karku lub z boku szyi/w okolicy łopatek, gdzie zwierzę ma utrudniony dostęp.
3. Aplikacja sensora
3.1 Przesuń pomarańczowy przycisk do najwyższej pozycji. Popchnij do góry, aż się zatrzyma.
***Pojawi się srebrne zabezpieczenie (plombka).**
3.2 Zewnij pierścień uszczelniający i zdejmij górną nasadkę, aby odsłonić przycisk aplikatora.
3.3 Mocno nacisnij przycisk, aż usłyszysz kliknięcie.
3.4 Odkręć i zdejmij dolną nasadkę.
***Nie naciskaj aplikatora przed umieszczeniem go na zwierzęciu.**
3.5 Ustaw aplikator pionowo względem miejsca aplikacji.
***Mocno docisnij aplikator, aż usłyszysz kliknięcie.**
3.6 Delikatnie unieś aplikator prosto do góry, odrywając go od skóry zwierzęcia.
***Nie wyrzucaj jeszcze aplikatora.**
3.7 Upewnij się, że senzor jest prawidłowo przymocowany, a następnie delikatnie docisnij okolice przylepca przez około 10 sekund.
4. Sparuj senzor z aplikacją
4.1 Użyj aplikacji, aby zeskanować kod QR znajdujący się na aplikatorze i połączyć senzor.
4.2 Jeśli skanowanie się nie powiedzie, możesz ręcznie wprowadzić kod parowania.
5. Nałóż plaster zabezpieczający
Aby zapewnić stabilne umieszczenie, nałóż dołączony plaster zabezpieczający (overpatch) na senzor. Znajdziesz go w kopercie wewnątrz opakowania produktu. W przypadku bardzo aktywnych zwierząt zalecamy dodatkowe zabezpieczenie — np. dopasowaną koszulkę dla zwierząt lub miękką bandaż.
Ważne: Prosimy o zapoznanie się z pełną instrukcją obsługi dołączoną do urządzenia CGM. Zawiera ona istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania i konserwacji. Odwiedź stronę [https://www.furcarer.com/downloads] lub zeskanuj kod QR ze Skróconej Instrukcji Obsługi, aby uzyskać najnowsze materiały. Możesz również skontaktować się z lokalnym dystrybutorem w celu uzyskania wsparcia technicznego produktu.

Aktivirajte svoj senzor

Navodila za uporabo SL Slovenščina

1. Namestite aplikacijo in se prijavite
Skenirajte kodo QR, da prenesete aplikacijo FurCarer in registrirate račun.
2. Pripravite mesto za aplikacijo senzorja
2.1 Obrijte dlako na predvidenem mestu za aplikacijo. Bolj ko je območje čisto, boljši bo prijem senzorja.
2.2 Obrito kožo očistite z alkoholnim robčkom, da odstranite umazanijo in maščobo. Počakajte, da se območje popolnoma posuši.
Priporočamo, da senzor namestite na hrbet ali stranski del vratu/območje lopatic pri psih in mačkah, ki ga težje dosežejo.
3. Namestitev senzorja
3.1 Oranžni gumb potisnite v najvišji položaj. Potiskajte navzgor, dokler se ne ustavi.
***Videli boste, kako izskoči srebrno tesnilo.**
3.2 Odgrajite tesnilni trak in odprite zgornji pokrov, da razkrijete gumb aplikatorja.
3.3 Mocno pritisnite gumb, dokler ne zaslišite "klika".
3.4 Odvijte in odstranite spodnji pokrovček.
***Ne pritiskajte aplikatorja, preden ga ne namestite na svojega ljubljénčka.**
3.5 Aplikator poravnajte navpično z mestom nanosa.
***Mocno pritisnite aplikator navzdol, dokler ne zaslišite "klika".**
3.6 Aplikator nežno dvignite naravnost s kože vašega ljubljénčka.
***Prosimo, da aplikatorja še ne zavrzete.**
3.7 Preverite, ali je senzor pritrjen, nato nežno pritiskajte okoli lepljega dela približno 10 sekund.
4. Seznajte senzor z aplikacijo
4.1 Z aplikacijo skenirajte kodo QR, ki se nahaja na aplikatorju, da povežete senzor.
4.2 Če skeniranje ne uspe, lahko kodo za seznanjanje vnesete tudi ročno.
5. Namestite zaščitni obliz (Overpatch)
Za zagotovitev varne namestitve, na vrh senzorja namestite priložen zaščitni obliz. Najdete ga v ovojnici znotraj škatle izdelka. Za aktivne hišne ljubljénčke priporočamo dodatno zaščito – na primer tesno prilegajočo se majico za hišne ljubljénčke ali mehak povoj, če je to potrebno.

Pomembno: Prosimo, preberite celotna navodila, ki so priložena vaši napravi CGM. Ta vsebujejo bistvene smernice za varnost, uporabo in nego. Obiščite [https://www.furcarer.com/downloads] ali skenirajte kodo QR v Hitrem vodniku za najnovejše priročnike. Za podporo izdelku se lahko obrnete tudi na lokalnega distributerja.

FurCarer CO
Quick Start Guide

1Download FurCarer APP

2.1

2.2

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

4

5

佩戴传感器

操作指南 CN 简体中文

1. 安装APP并登录
扫描二维码下载FurCarer APP, 并注册或登录账号。
2. 备皮 (剃毛)
2.1 给宠物的佩戴部位剃毛, 以去除毛发。
佩戴区域毛发剃除的越干净, 传感器的贴附效果越好。
2.2 使用酒精棉片清洁剃毛后的皮肤, 以去除污垢和油脂, 并让该部位完全自然风干。
通常我们建议将传感器贴于狗或猫的上背部和颈部, 这些区域不容易被它们舔到或抓挠。
3. 佩戴传感器
3.1 将橙色按钮滑动至最上端。
***向上推动直到不能再动, 您会看到银色封条弹出。**
3.2 撕下密封环, 打开顶盖, 露出按压按钮。
3.3 用力按下按钮, 直到听到“咔哒”一声。
3.4 按下并移除底盖。
***请勿在放置到宠物身上前按下植入器。**
3.5 将植入器垂直对准贴附部位。
***垂直向下按下植入器, 直到听到“咔哒”一声。**
3.6 轻轻地 将植入器拿离宠物的身体。
3.7 确认传感器已佩戴牢固, 并轻压传感器约10秒钟以确保胶贴牢固的贴在宠物的皮肤上。
4. 将传感器与APP配对
4.1 使用APP扫描圆柱体植入器背面的二维码来连接传感器。
4.2 若无法扫描, 也可手动输入配对码进行连接。
5. 使用加固贴
为确保牢固, 请将包装盒内信封中附带的加固贴, 贴在传感器上方
对于活跃的宠物, 我们建议额外防护措施, 例如穿上合身的宠物衣或使用柔软绷带包裹。
重要提示:
请阅读随CGM设备附带的完整使用说明书。说明书中包含重要的安全、使用和护理信息。
请访问 [https://www.furcarer.com/downloads] 或扫描快速指南上的二维码, 获取最新版本的用户手册。
您也可以联系当地经销商以获得产品支持。

如何啟用感測器

操作說明書 ZH-Hant 繁體中文

1. 安裝APP並登入
掃描 QR Code 下載 FurCarer 專用APP 並註冊帳號。
2. 準備貼附區域
2.1 將寵物貼附區域的毛髮剷除。區域越乾淨，感測器黏附效果越好。
2.2 使用酒精棉片清潔剃毛後的皮膚，以去除髒污與油脂，並讓皮膚自然風乾至完全乾燥。
我們建議將感測器貼在狗狗或貓咪較難碰觸到的位置。
例如：頸背部或肩胛骨側邊區域。
3. 貼附感測器
3.1 將橘色按鈕滑至最上方位置。
***並向上推到底後，您會看到銀色封膜彈出。**
3.2 撕除封環環並打開上蓋，即可看到安裝按鈕。
3.3 用力按下按鈕，直到聽見「喀」一聲。
3.4 旋開並移除底蓋。
***請勿在放置於寵物身上前按壓安裝器。**
3.5 將安裝器垂直對準貼附位置。
***用力向下按壓安裝器，直到聽見「喀」一聲。**
3.6 輕輕將安裝器垂直從寵物皮膚上移開。
請先不要丟棄安裝器。
3.7 確認感測器已成功貼附後，輕壓黏貼區域周圍約 10 秒。
4. 將感測器與 APP 配對
4.1 使用 APP 掃描安裝器上的 QR Code 以連接感測器。
若掃描失敗，也可以手動輸入配對碼來配對。
5. 貼上固定貼片 (Overpatch)
為了確保感測器固定穩固，請將隨附的固定貼片貼在感測器上方。固定貼片位於產品盒內的信封中。
對於活動量較大的寵物，我們建議額外加強保護，例如穿著合身的寵物衣物，或必要時使用柔軟繃帶包裹。
重要事項：
請詳閱隨附於 CGM 裝置中的完整說明書，內容包含重要的安全、使用及保養指引。
請造訪[https://www.furcarer.com/downloads]或掃描快速指南上的 QR Code，以取得最新版本的使用手冊。您也可以聯繫當地經銷商以獲得產品支援。

Запуск датчика

Инструкция по применению RU Русский

1. Установите приложение и зарегистрируйтесь в приложении
Отсканируйте QR-код, чтобы загрузить приложение FurCarer. Зарегистрируйте учетную запись.
2. Подготовьте место для установки
2.1 Сбрейте шерсть с места для установки датчика. Чем чище область, тем лучше сцепление датчика с кожей.
2.2 Протрите выбритую кожу спиртовой салфеткой, для удаления грязи и жира. Дайте участку полностью высохнуть на воздухе.
Собакам и кошкам мы рекомендуем размещать датчик на спине или боку в области шеи/лопаток, где им труднее дотянуться.
3. Установите датчик
3.1 Передвиньте оранжевую кнопку в крайнее верхнее положение. Нажимайте вверх до упора.
***Вы увидите, как выскочит серебряная накладка.**
3.2 Оторвите уплотнительное кольцо и откройте верхнюю крышку, чтобы открыть кнопку аппликатора.
3.3 Сильно нажмите на кнопку аппликатора, пока не услышите "щелчок".
3.4 Отвинтите и снимите нижнюю крышку.
***Не нажимайте на аппликатор до установки его на подготовленное место у вашего питомца.**
3.5 Выровняйте аппликатор по вертикали относительно места нанесения.
***Сильно нажмите на аппликатор, пока не услышите "щелчок".**
3.6 Аккуратно уберите аппликатор с места установки. Пожалуйста, не выбрасывайте аппликатор сразу.
3.7 Убедитесь, что датчик закреплен, затем аккуратно надавите на клейкую ленту в течение примерно 10 секунд.
4. Подключите датчик к приложению
4.1 Используйте приложение для сканирования QR-кода. QR-код расположен на аппликаторе.
4.2 Если сканирование завершится неудачно, вы можете ввести код вручную.
5. Нанесите дополнительную накладку
Чтобы обеспечить надежную фиксацию, наклейте датчик прилагаемой накладкой (пластырем). Она находится в конверте внутри коробки с продуктом.
Мы рекомендуем использовать дополнительную защиту для активных домашних животных, например, плотно облегающую рубашку или, при необходимости, мягкий бинт.
Важно:
Пожалуйста, ознакомьтесь с полной инструкцией, прилагаемой к вашему устройству. В ней содержатся основные рекомендации по технике безопасности и использованию.
Посетите [https://www.furcarer.com/downloads] или отсканируйте QR-код на кратком руководстве, чтобы получить доступ к последним инструкциям.

Scan QR Code to Download IFU

https://furcarer.com/downloads/

HIPPO MEDICAL PTE. LTD.
60 PAYA LEBAR ROAD #11-53
PAYA LEBAR SQUARE
SINGAPORE (409051)
info@furcarer.com
https://www.furcarer.com/
FurCarer is a registered trademark of HIPPO Medical PTE.LTD.
All other product or company names that may be mentioned in this publication are tradenames, trademarks or registered trademarks of their respective owners.